




新規データベースの作成方法

株式会社ベリタス

2023/01/19


HLA Fusionの構成



- 複数のデータベースの作製可能
 - 目的別にデータベースの使い分け可能
- 過去のデータの閲覧可能

新規にデータベース作る必要がある場合

- ① ソフトをインストールした時
- ② 既存のデータベースの容量が少なくなったとき




- データベースの容量はHLA Fusion のログイン画面で確認することができます
- 60%を超えた場合は、新しいデータベースを作成してください
 - Fusionのバージョンアップの際にアップデートができなくなることがあるため

- ③ 目的別にデータベースを使い分けるとき

データベースへのログイン

Fusion DB Utilityのアイコンを
ダブルクリック



ログインウィンドウで「OK」をクリック

データベースの作成

① Create Fusion Database
をクリック

② Fusion ver._日付
(※全角不可。半角英数字を使用)


③ File Size が10.0であることを確認

④ 「Create」をクリック

⑤ データベース作成後に
メッセージが表示されるため
「はい」をクリック

⑥ 「OK」をクリック

⑦ 「Exit」をクリック



Database Utility

HLA Fusion™

Database Tasks

- Create Fusion Database
- Select/Connect to Fusion Database
- Delete Database
- Attach Database

Create Fusion Database

SQL Server

SQL Server : (local)\#FUSION_SQL14EXP

Settings : us_english#SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
SQL Express Edition

Database

Database Name : FUSION4.4_230119

File Size (GB) : 10.0

Fusion will create 4 files each with the size specified above

Create Help Exit

Message

Please note that some database functions such as Create, Delete, Backup, Restore, Attach, Detach etc. requires administrator level privilege. Please see your systems administrator if you need to perform these actions. The maximum allowed database name is 35 characters.

Database Connection

Database connected successfully.

OK

Version: 4.4.0.13925

User Name: FUSION_USER Server Name: (local)\#FUSION_SQL14EXP Database Name: FUSION44_220613 Database Mode: Server/Standalone

ユーザー情報の登録

- 新規データベースを作成した際は、必ずユーザー情報の登録が必要になります
- ユーザー情報を登録し初回ログイン後に、血清型ファイルなどの解析に必要なファイルも再度インポートしてください

ユーザ情報の登録-1

HLA Fusion のアイコンを
ダブルクリック



※①、②は正しい内容ではなく
「1」や「a」など一文字の登録でも
問題ありません。

User Info

HLA Fusion™

Last Name*: ①

First Name*:

M. I.:

Role*: Lab Supervisor

☒ Active ☐ Can Email

User Name*:

Password*:

Confirm Password*:

What is the name of your best childhood friend? ②

What is the name of the city in which you were born?

ONE LAMBDA

氏名を入力

・ ユーザー名
・ パスワード
・ パスワード (確認用)
を入力

・ 子供のころの親友の名前
・ 生まれた町
を入力

「Next」をクリック

ユーザ情報の登録-2

Lab Profile

HLA Fusion™

施設名を入力

住所を入力

担当者または連絡先を入力

メールアドレスを入力

「Next」をクリック

Lab Name*:

Institute:

Address*:

City:

State:

Region:

Country:

Postal Code:

Director or Contact*:

E-mail*:

Phone:

Fax:

Staff Count:

Note(s):

Mail Server Name:

Lab Code(s)	Lab Code Description	Default
-------------	----------------------	---------

Add Lab Code

Edit Lab Code

Delete Lab Code

One Lambda Distributor:

Contact Email:

Next >>

Note: The Lab information will be printed on HLA Fusion™ reports.

ONE LAMBDA

HLA Fusionへのログイン

HLA Fusion のアイコンを
ダブルクリック



登録したユーザー名・パスワードを入力

The screenshot shows the 'HLA Fusion - Security Login' window. It has a title bar with the application name and standard window controls. The main area has a blue header with 'HLA Fusion™'. Below this are fields for 'User Name*' and 'Password*', both with red rectangular callouts. There are links for 'Forgot User Name' and 'Forgot Password'. A 'Log In' button is highlighted with a red rectangular callout and an arrow. Below the login fields, it shows 'SQL Server: 2014 Express Edition' and 'Database: (local)\FUSION_SQL14EXP\FUSIONNaa' with version and size information. At the bottom, it shows 'Regional Settings: Client: 日本語 (日本)'.

「Log In」をクリック

初回ログイン後に、血清型ファイルなど解析に
必要なファイルをインポートしてください