
【TypeStream Visual】簡易操作說明書

第 1 版

目次

【TypeStream Visual】簡易操作説明書	1
目次	2
推奨スペック	3
基本設定	3
NGS データのインポート&解析スタート	4
解析操作	5
データのアウトプット	8

推奨スペック

Minimum Software Required

- Microsoft Windows™ 7.0 SP1, 64-bit OS
- Microsoft .NET 4.6.1 Framework
- Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable package – included in installation
- Crystal Reports 13.0.17 Runtime for .Net 4.6.1 – included in installation
- The system requires Microsoft SQL 2014 Server – included in the installation

Minimum Hardware Required

Minimum required hardware for TypeStream Visual.

- The system shall support an 8-bit graphic adapter and display (for 256 simultaneous colors)
- The system requires a mouse or other Windows compatible pointing device.
- The system shall operate on a VGA display with 1280 x 960 screen resolution.
- The system shall run on a 8-core processor or 4-core with hyperthreading.
- Minimum of 16GB RAM.

※Windows10 でも動くことが確認されている

基本設定

User の設定

User の設定は、以下の場所から行える

また、権限は 2 種類ある

Lab Supervisor: すべての権限がある

Lab Technologis:

Database の設定

リファレンスファイルインストール

Serology Reference file


1. Utilities → Update Reference → Update Reference file を選択
2. 「Serology Equivalent」を選択し、「Auto Update」をクリック

NMDP, P and G code

1. Utilities → Update Reference → Update Reference file を選択
2. 「NMDP」「P Group」「G Group」を選択し、「Auto Update」をクリック

IMGT Library

1. Utilities → Update Reference → Update Reference file を選択




2. 「Catalog」を選択し、「Auto Update」をクリック

※最初のインストール時には少し時間がかかることもある。パソコンがフリーズしているように見えることもあるが、インストールは進んでいる

NGS データのインポート&解析スタート

NGS データのインポート画面

1. Analyze Data → NGS を選択
2. Add Fastq/BamFile ボタンより、Fastq または Bam ファイルを選択
3. Session Name を変更する
4. Analysis Parameters よりパラメーターを変更する



1	Session Name	解析名
2	Analysis Parameter	デフォルトで入っている解析領域は次のとおり ・TSV_DEFAULT: A,B,C,DRB1,DRB345,DQB1,DPB1,DQA1,DPA1 ・TSV_9Loci: A,B,C,DRB1,DRB345,DQB1,DPB1 カスタマイズしたい場合は、Utilities → Analysis Parameter Config より変更できる
3	IMGT Ver	IMGT のバージョンを選べる
4	Add Fastq/Bam from Folder	1つのフォルダに入っているすべての Fastq もしくは Bam ファイルを加える時に使用する
5	Add Fastq/Bam File	特定の Fastq もしくは Bam ファイルを加える時に使用する
6	Submit	解析スタート

インポートするファイルについて

インポートできる NGS ファイルは Fastq か Bam ファイルである。

以下のようなファイル名にすると、バーコード No、サンプル名が自動でインポートされる。

IonPGM もしくは S5 の場合

IonXpress_barcode.samplename_otherinfo.bam

IonXpress_barcode.samplename_otherinfo.fastq

MiSeq の場合

Samplename_S#_L###_R1_###.fastq

Samplename_S#_L###_R2_###.fastq

解析操作

解析を行うためには、右端の該当の Session 名をダブルクリック

The screenshot shows the TypeStream Visual software interface. The main window displays various panels:

- Database:** TypeStream Visual: (local)\#FUSION_SQL14EXP#New Database. Used ~ 3% - 381 MB of 10240 MB DB size. Version 1.0.0.27232: created on 2017/10/10. Setting us_english#SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS. Results Folder: c:\OLI TSW\data#session#NGS. Total size of c: 1852.24 GB. Available size of c: 1714.52 GB.
- Catalog Table:**


Catalog	Imported On
ALL-11LX_001_00	10 11, 2017
- NGS Configuration:**
 - Code: NMDP
 - Updated On: 2017/11/09
 - Imported On: 2017/11/10
 - Active Code: NMDP
 - Cross Code: No
 - Cross Code DP: No
 - Allele Frequency Filter: (none)
- Library Table:**

Library	Imgt Ver	Imported On
HLALibrary3.23.0.1	3.23.0.1	11 3, 2017
HLALibrary3.25.0.2	3.25.0.2	11 3, 2017
HLALibrary3.27.0.8	3.27.0.8	10 11, 2017
- Session Waiting in the Queue:**

Session Name	Barcodes	Completed
--------------	----------	-----------
- Navigator:** A list of sessions is shown on the right, with one session name circled in red: 20180114_Demo. Other sessions include 20180109_Demo, YCU_20171205-3, YCU_20171205-2, YCU_20171205, TSV_20171204000411, TSV_20171203220732, TSV_20171202123548, and TSV_20171130200223.


At the bottom, the status bar shows: ONE LAMBDA, User Name: Yuki, Server Name: (local)\#FUSION_SQL14EXP, Database Name: New Database, Ver: 1.0.0.

解析中の画面




Analysis Status が「Batch Saved」になっていれば、解析終了。「In Press」は解析中。「Not Submitted」は解析待ち。

ローカス画面



	表記	解説
1	[K/N/I]	アレルのミスマッチ個数 K: Key エクソン (ClassI はエクソン 2,3,4、ClassII はエクソン 2,3) のミスマッチ個数、N: NonKey エクソンのミスマッチ個数、I: イントロンのミスマッチ個数
2	Note	NEW, Low Coverage, NO CALL 等のコメントが入る
3	#G	アレル候補の個数 1: 左の表記の組み合わせのみ、2: Cis/Trans の組み合わせがある(ローカスの背景が緑色になる)
	アレル名の上で、ダブルクリックすると、アレル画面へ移動する	

アレル画面



	表記	解説
1	Summary	サマリー(ローカス)画面に戻る
2	サンプル名	参照したいサンプルを選べる
3	Show Read Coverage	リード画面に移動する
4	Save	各アレルの組み合わせが決まれば、確定ボタンとして使用できる。確定すると、アレル名が緑背景になる。ただし、取り消しできない。(Lab Technologis, Lab Supervisor 共に権限がある)
5	Confirm	各アレルの組み合わせが決まれば、確定ボタンとして使用できる。確定すると、アレル名が紫背景になるただし、取り消しできない(Lab Supervisor のみ権限がある)
6	ローカス	ローカスをクリックすると、各ローカスの詳細に移動する

リード画面



	解説
1	View Difference: 2つのアレル間で異なる塩基のみ表示される View Base: すべての塩基が表示される View Raw Base:
2	アノテーション(詳細は後述)
3	2つのアレル間で、異なる塩基の位置には、オレンジ色の背景がつく
4	5の画面のカーソルを合わせた位置の詳細
5	オレンジ: Forward Reads 青: Reverse Reads グレー: その位置の直前に挿入塩基がある。マウスを合わせると、挿入塩基が表示される

2のアノテーションについて

名前	解説	色
Variants	ヘテロの位置	オレンジ
MismatchPos_[Allele 1/2]	Allele1/2 のミスマッチの位置	赤
HighBackGround_[Allele 1/2]	バックグラウンドが高い位置	紫もしくは水色
LowCoverage_[Allele 1/2]	Coverage が低い(デフォルトだと 20リード以下)位置	緑

データのアウトプット

現状、TSV 上でフォルダ移動等を行うことは不可能ですが、終了等の解析分は、Export して管理することは可能です。また、一旦 Export したもので、再 Import し、再解析することも可能です。


セッションの Export 方法

1. Data を選択
2. Export したい session 名にチェックを入れ(複数でも可)、「Export to ZIP」をクリック

3. Export した ZIP ファイルは、C:\¥OLI TSV¥data¥temp フォルダに入る

セッションの import 方法

1. Data を選択し、下の「Import from Zip」をクリック
2. Import したい Session の Zip ファイルを選択



(注意)

- ZIP ファイルの名前を変えると再 Import ができなくなる。
- Zip ファイルの保存場所を変更しても、再 Import は可能。ただし、保存する場所のフォルダ名に日本語が混じっているとパスがとれないため、保存先には注意が必要。
- 再 Import すると、以前に行った「Confirm」や「Save」は消える。