


# Monitect™ -3

## (乱用薬物検出キット)

メタンフェタミン、アンフェタミン、THC検出用キット  
尿中クレアチニン、pH、酸化剤混入確認試験付き



- 尿を滴下し、4-8分以内に検出窓で乱用薬物を検出する簡易キットです。判定領域とコントロールともに赤い線が確認されたら陰性(薬物は存在しない)、赤い線が現れず、コントロールにのみ赤い線が確認された場合は尿中にその薬物が一定の濃度以上存在することを示しています。コントロールの線が現れない場合はその試験は無効ですので、やり直してください。
- 尿サンプルの状態を、尿中クレアチニン、pH、酸化剤混入確認試験で同時に確認できます。
- イムノクロマト法により高感度で信頼性の高い結果が迅速に得られます。
- 常温保存品、12ヶ月有効。

コードNo.	品名	梱包単位	希望小売価格 (消費税含まず)
TC20A	Monitect-3 (乱用薬物検出キット)	25テスト	¥24,000

製造元

販売代理店

日本代理店



ブラナンメディカル社

株式会社

ベリタス

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 2-7-14 八州ビル  
TEL.03-3593-3211(代) FAX.03-3593-3216  
E-mail: veritas@veritastk.co.jp

<http://www.veritastk.co.jp/>