

高輝度フローサイトメトリー蛍光抗体等が、


30% OFF

- ☑ バイオレット、レッドレーザー励起の高輝度色素
- ☑ マルチカラー解析、低発現マーカー検出に最適
- ☑ 少量サイズをお試し価格でご提供
- ☑ 豊富な論文引用

CYTEKフロー試薬フェスタ第3弾

キャンペーン期間:2024年5月7日(火)~2024年7月5日(金) 受注分まで

Cytek Tonboブランド試薬の一つであるvioletFluor及びredFluorフローサイトメトリー用蛍光抗体は、従来の蛍光色素に比べて高輝度に改良された色素で標識されています。マルチカラー解析や弱陽性細胞集団の分離に有効なこれらの抗体を今回は**お試し価格でご提供!**ぜひご利用ください。



マウス脾臓リンパ球をvioletFluorシリーズのAnti-CD4 violetFluor 500 (製品コードCTK-85-0042-U025) で染色したフローサイトメトリーデータ(左)。他社最上位の代替品製品を用いたデータ(右)と比較した。

バイオレットレーザー励起『高輝度violetFluorシリーズ』

各抗体は高輝度蛍光色素のvioletFluor 450またはvioletFluor 500で標識されています。

violetFluor シリーズ	反応性	免疫動物	クローン	励起 (nm)	蛍光 (nm)	サイズ	希望小売価格	30%OFF キャンペーン価格	製品コード
Anti-CD2	Human	Mouse	RPA-2.10	405	450	25 tests	¥24,000	¥16,800	CTK-75-0029-T025
			OKT3	405	450	25 tests	¥15,000	¥10,500	CTK-75-0037-T025
Anti-CD3	Human	Mouse	SK7	405	450	25 tests	¥23,000	¥16,100	CTK-75-0036-T025
			UCHT1	405	450	25 tests	¥15,000	¥10,500	CTK-75-0038-T025
	Mouse	Rat	17A2	405	450	25 µg	¥14,000	¥9,800	CTK-75-0032-U025
				405	500	25 µg	¥17,000	¥11,900	CTK-85-0032-U025
Anti-CD4	Human	Mouse	OKT4	405	450	25 tests	¥15,000	¥10,500	CTK-75-0048-T025
				405	500	25 tests	¥22,000	¥15,400	CTK-85-0048-T025
	RPA-T4	405	450	25 tests	¥15,000	¥10,500	CTK-75-0049-T025		
		405	500	25 tests	¥21,000	¥14,700	CTK-85-0049-T025		
	SK3	405	450	25 tests	¥21,000	¥14,700	CTK-75-0047-T025		
		405	500	25 tests	¥30,000	¥21,000	CTK-85-0047-T025		
Mouse	Rat	GK1.5	405	450	25 µg	¥16,000	¥11,200	CTK-75-0041-U025	
			405	500	25 µg	¥21,000	¥14,700	CTK-85-0041-U025	
		RM4-5	405	450	25 µg	¥16,000	¥11,200	CTK-75-0042-U025	
	405	500	25 µg	¥17,000	¥11,900	CTK-85-0042-U025			



標準サイズの抗体、他の抗体ラインナップはCytek Japanのウェブサイトでご確認ください。

販売元：株式会社ベリタス

〒105-0013 東京都港区浜松町1-18-16住友浜松町ビル6階
 電話：03-5776-0078, メール：rpt@veritastk.co.jp
<https://www.veritastk.co.jp/>



バイオレットレーザー励起『高輝度violetFluorシリーズ』

各抗体は高輝度蛍光色素のvioletFluor 450またはvioletFluor 500で標識されています。

violetFluor シリーズ	反応性	免疫動物	クローン	励起 (nm)	蛍光 (nm)	サイズ	希望小売 価格	30%OFF キャンペーン価格	製品コード
Anti-CD8	Human	Mouse	SK1	405	450	25 tests	¥23,000	¥16,100	CTK-75-0087-T025
			RPA-T8	405	500	25 tests	¥22,000	¥15,400	CTK-85-0088-T025
			Hit8a	405	450	25 tests	¥17,000	¥11,900	CTK-75-0089-T025
Anti-CD8a	Human	Mouse	OKT8	405	450	25 tests	¥18,000	¥12,600	CTK-75-0086-T025
				405	500	25 tests	¥23,000	¥16,100	CTK-85-0086-T025
			RPA-T8	405	450	25 tests	¥16,000	¥11,200	CTK-75-0088-T025
	Mouse	Rat	2.43	405	450	25 µg	¥16,000	¥11,200	CTK-75-1886-U025
				405	500	25 µg	¥21,000	¥14,700	CTK-85-1886-U025
			53-6.7	405	450	25 µg	¥16,000	¥11,200	CTK-75-0081-U025
			405	500	25 µg	¥17,000	¥11,900	CTK-85-0081-U025	
Anti-CD11b	Human, Mouse	Rat	M1/70	405	450	25 µg	¥18,000	¥12,600	CTK-75-0112-U025
	Mouse			405	500	25 µg	¥17,000	¥11,900	CTK-85-0112-U025
Anti-CD11c	Human	Mouse	3.9	405	450	25 tests	¥18,000	¥12,600	CTK-75-0116-T025
	Mouse	Armenian Hamster	N418	405	450	25 µg	¥18,000	¥12,600	CTK-75-0114-U025
Anti-CD14	Human	Mouse	61D3	405	450	25 tests	¥17,000	¥11,900	CTK-75-0149-T025
				405	500	25 tests	¥22,000	¥15,400	CTK-85-0149-T025
Anti-CD16	Human	Mouse	3G8	405	450	25 tests	¥21,000	¥14,700	CTK-75-0166-T025
				405	500	25 tests	¥33,000	¥23,100	CTK-85-0166-T025
Anti-CD19	Human	Mouse	H1B19	405	450	25 tests	¥20,000	¥14,000	CTK-75-0199-T025
	Mouse	Rat	1D3	405	450	25 µg	¥17,000	¥11,900	CTK-75-0193-U025
Anti-CD20	Human	Mouse	2H7	405	450	25 tests	¥26,000	¥18,200	CTK-75-0209-T025
				405	500	25 tests	¥31,000	¥21,700	CTK-85-0209-T025
Anti-CD24	Mouse	Rat	M1/69	405	450	25 µg	¥19,000	¥13,300	CTK-75-0242-U025
Anti-CD25	Mouse	Rat	PC61.5	405	450	25 µg	¥16,000	¥11,200	CTK-75-0251-U025
Anti-CD27	Human	Mouse	O323	405	450	25 tests	¥18,000	¥12,600	CTK-75-0279-T025
Anti-CD38	Human	Mouse	HIT2	405	450	25 tests	¥21,000	¥14,700	CTK-75-0389-T025
Anti-CD44	Human, Mouse	Rat	IM7	405	450	25 µg	¥18,000	¥12,600	CTK-75-0441-U025
				405	500	25 µg	¥17,000	¥11,900	CTK-85-0441-U025
Anti-CD45	Human	Mouse	HI30	405	450	25 tests	¥19,000	¥13,300	CTK-75-0459-T025
				405	500	25 tests	¥22,000	¥15,400	CTK-85-0459-T025
	Rat	30-F11	405	450	25 µg	¥11,000	¥7,700	CTK-75-0451-U025	
			405	500	25 µg	¥17,000	¥11,900	CTK-85-0451-U025	
	Mouse	Mouse	A20	405	450	25 µg	¥18,000	¥12,600	CTK-75-0453-U025
				405	500	25 µg	¥24,000	¥16,800	CTK-85-0453-U025
			104	405	450	25 µg	¥14,000	¥9,800	CTK-75-0454-U025
				405	500	25 µg	¥17,000	¥11,900	CTK-85-0454-U025
Anti-CD45R (B220)	Human, Mouse	Rat	RA3-6B2	405	450	25 µg	¥16,000	¥11,200	CTK-75-0452-U025
				405	500	25 µg	¥17,000	¥11,900	CTK-85-0452-U025
Anti-CD45RA	Human	Mouse	HI100	405	450	25 tests	¥19,000	¥13,300	CTK-75-0458-T025
Anti-CD56	Human	Mouse	MY31	405	450	25 tests	¥23,000	¥16,100	CTK-75-0564-T025
Anti-CD69	Mouse	Armenian Hamster	H1.2F3	405	450	25 µg	¥17,000	¥11,900	CTK-75-0691-U025
Anti-CD90.2	Mouse	Rat	30-H12	405	450	25 µg	¥14,000	¥9,800	CTK-75-0903-U025
Anti-CD127 (IL-7Ra)	Mouse	Rat	A7R34	405	450	25 µg	¥23,000	¥16,100	CTK-75-1271-U025
Anti-CD161	Human	Mouse	HP-3G10	405	450	25 tests	¥21,000	¥14,700	CTK-75-1619-T025

バイオレットレーザー励起『高輝度violetFluorシリーズ』

各抗体は高輝度蛍光色素のvioletFluor 450またはvioletFluor 500で標識されています。

violetFluorシリーズ	反応性	免疫動物	クローン	励起 (nm)	蛍光 (nm)	サイズ	希望小売価格	30%OFF キャンペーン価格	製品コード
Anti-CD279 (PD-1)	Mouse	Rat	RMP1-30	405	450	25 µg	¥24,000	¥16,800	CTK-75-9981-U025
Anti-F4/80	Mouse	Rat	BM8.1	405	450	25 µg	¥24,000	¥16,800	CTK-75-4801-U025
Anti-FcεRIα (FcεR1)	Mouse	Armenian Hamster	MAR-1	405	450	25 µg	¥24,000	¥16,800	CTK-75-5898-U025
Anti-HLA-DR	Human	Mouse	LN3	405	450	25 tests	¥22,000	¥15,400	CTK-75-9956-T025
Anti-IFNγ	Mouse	Rat	XMG1.2	405	450	25 µg	¥20,000	¥14,000	CTK-75-7311-U025
Anti-KLRG1	Mouse	Golden Syrian Hamster	2F1	405	450	25 µg	¥17,000	¥11,900	CTK-75-5893-U025
Anti-Ly-6G	Mouse	Rat	1A8	405	450	25 µg	¥16,000	¥11,200	CTK-75-1276-U025
			RB6-8C5	405	450	25 µg	¥14,000	¥9,800	CTK-75-5931-U025
			1A8	405	500	25 µg	¥17,000	¥11,900	CTK-85-1276-U025
Anti-MHC Class II (I-A/I-E)	Mouse	Rat	M5/114.15.2	405	450	25 µg	¥18,000	¥12,600	CTK-75-5321-U025
				405	500	25 µg	¥17,000	¥11,900	CTK-85-5321-U025
Anti-TCRβ	Mouse	Armenian Hamster	H57-597	405	450	25 µg	¥18,000	¥12,600	CTK-75-5961-U025
Anti-TER-119	Mouse	Rat	TER-119	405	450	25 µg	¥19,000	¥13,300	CTK-75-5921-U025
IgG1 Isotype Control	-	Mouse	MOPC-21	405	500	25 µg	¥15,000	¥10,500	CTK-85-4714-U025
IgG2a Isotype Control	-	Mouse	C1.18.4	405	500	25 µg	¥15,000	¥10,500	CTK-85-4724-U025
IgG2a Isotype Control	-	Rat	2A3	405	500	25 µg	¥15,000	¥10,500	CTK-85-4321-U025
IgG2b Isotype Control	-	Mouse	MPC-11	405	500	25 µg	¥35,000	¥24,500	CTK-85-4732-U025
IgG2b Isotype Control	-	Rat	LTF-2	405	500	25 µg	¥15,000	¥10,500	CTK-85-4031-U025

レッドレーザー励起『高輝度redFluorシリーズ』

各抗体は高輝度蛍光色素のredFluor 710で標識されています。

redFluorシリーズ	反応性	免疫動物	クローン	励起 (nm)	蛍光 (nm)	サイズ	希望小売価格	30%OFF キャンペーン価格	製品コード
Anti-CD3	Human	Mouse	OKT3	633-647	710	25 tests	¥16,000	¥11,200	CTK-80-0037-T025
			UCHT1	633-647	710	25 tests	¥21,000	¥14,700	CTK-80-0038-T025
	Mouse	Rat	17A2	633-647	710	25 µg	¥14,000	¥9,800	CTK-80-0032-U025
Anti-CD4	Human	Mouse	OKT4	633-647	710	25 tests	¥7,000	¥4,900	CTK-80-0048-T025
			RPA-T4	633-647	710	25 tests	¥20,000	¥14,000	CTK-80-0049-T025
			SK3	633-647	710	25 tests	¥20,000	¥14,000	CTK-80-0047-T025
			GK1.5	633-647	710	25 µg	¥14,000	¥9,800	CTK-80-0041-U025
	Mouse	Rat	RM4-5	633-647	710	25 µg	¥18,000	¥12,600	CTK-80-0042-U025
Anti-CD8a	Human	Mouse	RPA-T8	633-647	710	25 tests	¥15,000	¥10,500	CTK-80-0088-T025
			53-6.7	633-647	710	25 µg	¥14,000	¥9,800	CTK-80-0081-U025
Anti-CD11b	Human, Mouse	Rat	M1/70	633-647	710	25 µg	¥18,000	¥12,600	CTK-80-0112-U025
Anti-CD11c	Human	Mouse	3.9	633-647	710	25 tests	¥22,000	¥15,400	CTK-80-0116-T025
			Mouse	Armenian Hamster	N418	633-647	710	25 µg	¥14,000
Anti-CD14	Human	Mouse	61D3	633-647	710	25 tests	¥24,000	¥16,800	CTK-80-0149-T025



標準サイズの抗体、他の抗体ラインナップはCytek Japanのウェブサイトでご検索ください。

レッドレーザー励起『高輝度redFluorシリーズ』

各抗体は高輝度蛍光色素のredFluor 710で標識されています。

redFluorシリーズ	反応性	免疫動物	クローン	励起 (nm)	蛍光 (nm)	サイズ	希望小売価格	30%OFF キャンペーン価格	製品コード
Anti-CD19	Human	Mouse	HIB19	633-647	710	25 tests	¥21,000	¥14,700	CTK-80-0199-T025
	Mouse	Rat	1D3	633-647	710	25 µg	¥17,000	¥11,900	CTK-80-0193-U025
Anti-CD20	Human	Mouse	2H7	633-647	710	25 tests	¥32,000	¥22,400	CTK-80-0209-T025
Anti-CD44	Human, Mouse	Rat	IM7	633-647	710	25 µg	¥14,000	¥9,800	CTK-80-0441-U025
Anti-CD45	Human	Mouse	HI30	633-647	710	25 tests	¥8,000	¥5,600	CTK-80-0459-T025
	Mouse	Rat	30-F11	633-647	710	25 µg	¥14,000	¥9,800	CTK-80-0451-U025
Anti-CD45.2	Mouse	Mouse	104	633-647	710	25 µg	¥14,000	¥9,800	CTK-80-0454-U025
Anti-CD45R (B220)	Human, Mouse	Rat	RA3-6B2	633-647	710	25 µg	¥14,000	¥9,800	CTK-80-0452-U025
Anti-CD45RA	Human	Mouse	HI100	633-647	710	25 tests	¥21,000	¥14,700	CTK-80-0458-T025
Anti-CD45RO	Human	Mouse	UCHL1	633-647	710	25 tests	¥16,000	¥11,200	CTK-80-0457-T025
Anti-CD48	Mouse	Armenian Hamster	HM48-1	633-647	710	25 µg	¥19,000	¥13,300	CTK-80-0481-U025
Anti-CD62L (L-Selectin)	Mouse	Rat	MEL-14	633-647	710	25 µg	¥21,000	¥14,700	CTK-80-0621-U025
Anti-F4/80	Mouse	Rat	BM8.1	633-647	710	25 µg	¥28,000	¥19,600	CTK-80-4801-U025
Anti-HLA-DR	Human	Mouse	L243	633-647	710	25 tests	¥23,000	¥16,100	CTK-80-9952-T025
Anti-Ly-6G	Mouse	Rat	1A8	633-647	710	25 µg	¥16,000	¥11,200	CTK-80-1276-U025
			RB6-8C5	633-647	710	25 µg	¥14,000	¥9,800	CTK-80-5931-U025
Anti-MHC Class II (I-A/I-E)	Mouse	Rat	M5/ 114.15.2	633-647	710	25 µg	¥14,000	¥9,800	CTK-80-5321-U025
Anti-NK1.1 (CD161)	Mouse	Mouse	PK136	633-647	710	25 µg	¥15,000	¥10,500	CTK-80-5941-U025
Anti-TER-119	Mouse	Rat	TER-119	633-647	710	25 µg	¥14,000	¥9,800	CTK-80-5921-U025
IgG Isotype Control	-	Armenian Hamster	PIP	633-647	710	25 µg	¥18,000	¥12,600	CTK-80-4888-U025



標準サイズの抗体、他の抗体ラインナップはCytek Japanのウェブサイトで見学ください。

Cytek Japanは2024年に以下のプロモーションを予定しています*。学会での企業展示も行いますので、弊社が出展する学会にお越しの際は弊社ブースにお気軽にお立ち寄りください。

5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
高輝度violetFluor, redFluorほか フローサイトメトリー試薬キャンペーン		フローサイトメトリーがん研究試薬キャンペーン T細胞研究抗体、細胞刺激キット等			フローサイトメトリー免疫研究試薬キャンペーン T/B/NK検出抗体、マルチカラー解析キット等		
				日本癌学会出展 9/19-9/21 マリンメッセ福岡 (ランチョンセミナー 共催予定)	BioJapan 出展 10/9-10/11 パシフィコ横浜		免疫学会出展 12/3-12/5 出島メッセ長崎 (ランチョンセミナー 共催予定)

*上記内容、日程は予告なく変更させていただく場合があります。

Ghost Dye Viability Dyes (死細胞染色試薬)


死細胞を除外し正確なデータを取得

フローサイトメトリー解析に死細胞が含まれると、高いバックグラウンドや非特異的な染色によって偽陽性が生じる可能性があります。そのため、正確なデータを得るには、死細胞を解析から除外することが重要です。Ghost Dyeを用いると、死細胞を解析から簡単に除外し、データの質を向上させることができます。生細胞を解析するためのCytekのGhost Dyeのポートフォリオを是非ご利用ください。

Ghost Dyeの特長

- 調製済みフォーマット
- 染色プロトコールに簡単に組み込み可能
- 後続の洗浄、固定、透過の各処理の影響を受けにくい

Ghost Dyeアミン反応性Viability dyesは、フローサイトメトリーアプリケーションにおいて、哺乳類の生細胞と非生細胞を識別するために使用します。これらの色素は細胞表面に存在する遊離アミン、および細胞膜が損われ細胞内に露出した細胞内遊離アミンと不可逆的に結合します。細胞膜が損われた壊死細胞は、同じサンプル中の生細胞よりもGhost Dye viability dyesと強く反応するため、より高い蛍光強度を示します。そのため、これらの死細胞を解析から除外することができます。



Ghost Dye シリーズ	励起 (nm)	蛍光 (nm)	サイズ	希望小売価格	30%OFF キャンペーン価格	製品コード
Ghost Dye UV 450	355	450	100 tests	¥14,000	¥9,800	CTK-13-0868-T100
			500 tests	¥41,000	¥28,700	CTK-13-0868-T500
Ghost Dye Violet 450	405	450	100 tests	¥14,000	¥9,800	CTK-13-0863-T100
			500 tests	¥41,000	¥28,700	CTK-13-0863-T500
Ghost Dye Violet 510	405	510	100 tests	¥14,000	¥9,800	CTK-13-0870-T100
			500 tests	¥41,000	¥28,700	CTK-13-0870-T500
Ghost Dye Violet 540	405	537	100 tests	¥14,000	¥9,800	CTK-13-0879-T100
			500 tests	¥41,000	¥28,700	CTK-13-0879-T500
Ghost Dye Blue 516	488	516	100 tests	¥14,000	¥9,800	CTK-13-0867-T100
			500 tests	¥41,000	¥28,700	CTK-13-0867-T500
Ghost Dye Red 710	633-647	710	100 tests	¥14,000	¥9,800	CTK-13-0871-T100
			500 tests	¥41,000	¥28,700	CTK-13-0871-T500
Ghost Dye Red 780	633	780	100 tests	¥14,000	¥9,800	CTK-13-0865-T100
			500 tests	¥41,000	¥28,700	CTK-13-0865-T500




標準サイズの抗体、他の抗体ラインナップはCytek Japanのウェブサイトでご確認ください。

Foxp3/Transcription Factor Staining Buffer Kit (本キットに検出抗体は含まれません)

本キットはフローサイトメトリーによるFoxp3及び核内転写因子の測定に最適化された細胞固定液、細胞透過液、Diluentを含むキットです。論文引用実績も豊富ですので、Foxp3⁺制御性T細胞のフローサイトメトリー解析を検討されている方、核内転写因子のフローサイトメトリー測定をお考えの皆さまは、ぜひご利用ください。

本キット（製品番号 CTK-TNB-0607-KIT）には下記3製品が同梱されます。各製品は単品でのご購入も可能です。

- ① **Transcription Factor Fix/Perm Concentrate (4X) 50 mL : 製品番号 CTK-TNB-1020-L050**
フローサイトメトリーによる転写因子の細胞内染色測定に最適な4Xの固定液です。下記のTranscription Factor Fix/Perm Diluent (1X) で希釈して使用します。
- ② **Transcription Factor Fix/Perm Diluent (1X) 160 mL : 製品番号 CTK-TNB-1022-L160**
上述したFoxp3 / Transcription Factor Fix/Perm Concentrate (4X) の希釈液として使用します。
- ③ **Flow Cytometry Perm Buffer (10X) 150 mL : 製品番号 CTK-TNB-1213-L150**
染色・洗浄工程を通して膜透過性を維持し、細胞内染色において良好な結果が得られるよう調製されています。



C57Bl/6マウス由来の脾臓細胞をAnti-Mouse CD4 FITCで染色後、Anti-Mouse Foxp3 APC (clone 3G3) で細胞内染色を行った。固定化及び透過処理はFoxp3/Transcription Factor Staining Buffer Kit（製品番号 TNB-0607-KIT）、他社キットA、他社キットBを各々用いて行った。

上段の商品説明をご覧ください。	サイズ	希望小売価格	30%OFF キャンペーン価格	製品コード
Transcription Factor Staining Buffer Kit (下記①、②、③を1つずつ同梱しています。①、②、③は単品でのご購入も可能です)	KIT	¥28,000	¥19,600	CTK-TNB-0607-KIT
①Transcription Factor Fix/Perm Concentrate (4X)	50 mL	¥16,000	¥11,200	CTK-TNB-1020-L050
②Transcription Factor Fix/Perm Diluent (1X)	160 mL	¥8,000	¥5,600	CTK-TNB-1022-L160
③Flow Cytometry Perm Buffer (10X)	150 mL	¥16,000	¥11,200	CTK-TNB-1213-L150

マウスFoxp3反応性蛍光抗体

FoxP3 検出抗体	反応性	蛍光 色素	免疫動物	クローン	サイズ	希望小売価格	30%OFF キャンペーン価格	製品コード
Anti-Foxp3	Mouse	APC	Rat	MF23	25 µg	¥23,000	¥16,100	CTK-20-0191-U025
			Mouse	3G3	25 µg	¥40,000	¥28,000	CTK-20-5773-U025
		FITC	Mouse	3G3	25 µg	¥24,000	¥16,800	CTK-35-5773-U025
			PE	Rat	MF23	25 µg	¥23,000	¥16,100
		Mouse		3G3	25 µg	¥22,000	¥15,400	CTK-50-5773-U025
		PE-Cyanine5	Mouse	3G3	25 µg	¥26,000	¥18,200	CTK-55-5773-U025
PE-Cyanine7	Mouse	3G3	25 µg	¥42,000	¥29,400	CTK-60-5773-U025		

マウス免疫細胞のマルチカラー解析キット

TBNK/Myeloid/Treg Assay

本キットはマウス免疫細胞のフローサイトメトリー用マルチカラー解析キットです。解析対象として①T細胞、B細胞、NK細胞の検出、②骨髄系細胞の検出、③Treg細胞の検出を想定されるお客様にお勧めします。各キットには下表で印を付けた蛍光色素標識抗体の単品抗体が含まれます。

ご購入前に必ずご確認ください

- ご使用されるフローサイトメーターの検出チャネルで下表の蛍光色素が検出可能かどうかお確かめください。
- 各キットに死細胞検出試薬は含まれません。推奨死細胞検出試薬はGhost Dye Violet 540です。本紙5ページをご覧ください。
- ③のマウスTreg細胞検出キットをご使用される場合、細胞内染色試薬が別途必要です。本紙6ページのFoxp3/Transcription Factor Staining Buffer Kitをご利用ください。

○が付いたフローサイトメトリー用蛍光抗体が各キットに含まれます

励起レーザー	キットに含まれる単品抗体	標識蛍光色素	サイズ	Oが付いたフローサイトメトリー用蛍光抗体が各キットに含まれます		
				①マウスT細胞, B細胞, NK細胞検出抗体キット 製品コード CTK-95-K101-T025	②マウス骨髄系細胞検出抗体キット 製品コード CTK-95-K201-T025	③マウスTreg細胞検出抗体キット 製品コード CTK-95-K301-T025
Violet レーザー	Anti-CD4	cFluor V610	25 µg	○	○	○
	Anti-CD45	violetFluor 500	25 µg	○	○	○
	Anti-NK1.1	violetFluor 450	25 µg	○		
	Anti-Ly-6G	violetFluor 450	25 µg		○	
	Anti-CD69	violetFluor 450	25 µg			○
Blue レーザー	Anti-CD3 (PE-Cyanine5)	PE-Cyanine5	25 µg		○	
	Anti-CD8a	FITC	25 µg	○	○	○
	Anti-CD11c	PE-Cyanine7	25 µg		○	
	Anti-CD19	PE-Cyanine5	25 µg	○		
	Anti-CD44	PE-Cyanine7	25 µg	○		
	Anti-CD62L (L-Selectin)	PE	25 µg	○		
	Anti-CD152	PE-Cyanine5	25 µg			○
	Anti-CD279 (PD-1)	PE-Cyanine7	25 µg			○
	Anti-F4/80	PE	25 µg		○	
	Anti-TCR beta	PerCP-Cyanine5.5	25 µg	○		
	Anti-Ly-6C	PerCP-Cyanine5.5	25 µg		○	
	Anti-Foxp3	PE	25 µg			○
	Red レーザー	Anti-CD3 (APC-Cyanine7)	APC-Cyanine7	25 µg	○	
Anti-CD11b		APC	25 µg		○	
Anti-CD25		APC	25 µg			○
Anti-CD45R (B220)		redFluor 710	25 µg	○	○	
Anti-CD49b		APC	25 µg	○		
Anti-CD223		redFluor 710	25 µg			○
	Anti-MHC Class II (I-A/I-E)	APC-Cyanine7	25 µg		○	
キットに含まれる単品抗体の種類				11種類	11種類	10種類
希望小売価格				¥208,000	¥208,000	¥208,000
30%キャンペーン価格				¥145,600	¥145,600	¥145,600

各キットを一括購入いただくと更にお求めやすい価格に！	希望小売価格	30%キャンペーン価格	製品コード
Mouse TBNK/Myeloid/Treg Kit (下記①、②、③を1つずつ同梱しています) ①マウスT細胞, B細胞, NK細胞検出抗体キット (CTK-95-K101-T025) ②マウス骨髄系細胞検出抗体キット (CTK-95-K201-T025) ③マウスTreg細胞検出抗体キット (CTK-95-K301-T025)	¥516,000	¥361,200	CTK-95-K001-T025



他の抗体ラインナップはCytek Japanのウェブサイトでご確認ください。

サイテックのフローサイトメトリー試薬ラインナップ

Tonbo

一次抗体

- 700種以上の精製標識抗体
- FITC, PE, PE-Cy5, PerCP-Cy5.5, PE-Cy7, APC, APC-Cy7等蛍光色素多数
- 低エンドトキシン・アザイドフリーの *In vivo* Ready抗体
- ビオチン標識

お手頃価格のフローサイトメトリー汎用試薬

サポート試薬

- Ghost Dyes (死細胞検出)
- アイソタイプコントロール
- 二次抗体
- ストレプトアビジン
- Annexin V

サポートバッファー


- 細胞内染色キット
- シース液 (30倍希釈)
- シャットダウン溶液
- 染色/固定用バッファー

Cytek cFluor


Cytekのフルスペクトラルフローサイトメーター用に最適化された蛍光抗体

- 250種以上の蛍光標識抗体
- マルチカラー解析用キットも多数取り揃えています

Cytekのフルスペクトラルフローサイトメトリー技術は従来の蛍光補正作業を軽減させ、蛍光色素選択の自由度を各段に拡げます。詳細はCytek Japanのウェブサイトをご覧ください。



APCとAlexa Fluor 647の各スペクトルは、検出波長領域での重なりが大きいので、従来のフローサイトメーターでは両蛍光を識別することができませんでした。



Cytekのフルスペクトラルフローサイトメーターは特定の波長領域ではなく、全波長領域で蛍光を取得後、スペクトルの違いに基づいて各蛍光を識別します。そのため、従来法に比べて蛍光色素の識別能力が各段に向上し、APCとAlexa Fluor647の識別が可能です。さらに、従来の蛍光補正作業の負担が軽減するため、マルチカラー解析をより簡便、正確に行うことができます。

ベリたすクラブ
VERI+CLUB

「ベリたすクラブ」にご登録いただくと、特典購入や初回無料サンプルをご提供！

VERI+CLUBは株式会社ベリタスのWEB会員サービスです。「VERI+Net」を利用して商品をお得に購入できるほか、様々な会員特典をご用意しています。

会員登録後お気軽にお問合せください！

販売元：株式会社ベリタス

VERITAS

〒105-0013 東京都港区浜松町1-18-16住友浜松町ビル6階
 電話：03-5776-0078, メール：rpt@veritastk.co.jp
<https://www.veritastk.co.jp/>

ご登録サイト



VERI+CLUB

ご利用サイト



VERI+Net

掲載製品は研究用です。体外診断用には使用できません。

製造元：Cytek Japan株式会社
 cytek_japan_ifc@cytekbio.com
 〒136-0082 東京都江東区新木場2-3-8三井リンクラボ新木場 1 307号
 ©2024 Cytek Biosciences, Inc.は無断複写・転載を禁じます。
 May 2024