

LABTypeに必要な試薬・器具一覧



【試薬】

商品名 (LABType)	商品コード	梱包単位	商品コード	梱包単位	備考
LABType XR Class I A Locus	RSSOX1A	100 tests	RSOX1AT	20 tests	RSSO 法で最も高解像度な LABScan 3D システム専用 試薬。SBT 試薬に匹敵する解 像度
LABType XR Class I B Locus	RSSOX1B	100 tests	RSOX1BT	20 tests	
LABType XR Class I C Locus	RSSOX1C	100 tests	RSOX1CT	20 tests	
LABType XR Class II DRB1 Locus	RSSOX2B1	100 tests	RSOX2B1T	20 tests	
LABType CWD Class I A Locus	RSSOW1A	100 tests	RSOW1AT	20 tests	高頻度アリル (CWD アリル) を対象として設計された LABScan 3D システム専用 試薬。
LABType CWD Class I B Locus	RSSOW1B	100 tests	RSOW1BT	20 tests	
LABType CWD Class I C Locus	RSSOW1C	100 tests	RSOW1CT	20 tests	
LABType CWD Class II DRB1 Locus	RSSOW2B1	100 tests	RSOW2B1T	20 tests	
LABType SSO A Locus	RSSO1A	100 tests	RSO1AT	20 tests	LABScan100/200 シリーズ 共通試薬
LABType SSO B Locus	RSSO1B	100 tests	RSO1BT	20 tests	
LABType SSO C Locus	RSSO1C	100 tests	RSO1CT	20 tests	
LABType SSO DRB1	RSSO2B1	100 tests	RSO2B1T	20 tests	
LABType SSO DQA1/DQB1	RSSO2Q	100 tests	RSO2QT	20 tests	
LABType SSO DRB3,4,5	RSSO2345	100 tests	RSO2345T	20 tests	
LABType SSO DPA1/DPB1	RSSO2P	100 tests	RSO2PT	20 tests	
商品名 (別途購入が必要なもの)	商品コード	梱包単位	商品コード	梱包単位	備考
L/T PE Conjugated Streptavidin	LT-SAPE	2000 tests			
AmpliTaq™ DNA Polymerase with Buffer I	N8080171	1000 units	N8080160	250 units	Thermo Fisher Scientific AmpliTaq Gold は不可

【検体調製に必要な器具・機器】

商品名	商品コード	メーカー	備考
Veriti Thermal Cycler		Thermo Fisher Scientific	メーカー指定
DNA 抽出機器		メーカー不問	
高速遠心機 (1300 x g 以上、96 プレート用)		メーカー不問	
ボルテックスミキサー		メーカー不問	
Adhesive Sealing Sheet (PCR 用)	AB0558	Thermo Fisher Scientific	96 ウェルトレー用粘着シール
SSP Tray Seals (ハイブリ用)	SSPSEA300	ベリタス(One Lambda)	参考商品、同等品で可。 96 ウェルトレー用粘着シール
PCR プレート (PCR 用)	AB0600	Thermo Fisher Scientific	参考商品
PCR プレート (ロープロファイル、測定用)	AB0700	Thermo Fisher Scientific	参考商品 (標準よりウェル高が低いもの)

【検体調製に必要な器具・機器（つづき）】

商品名	商品コード	メーカー	備考
PCR チューブストレージラック	R-96-PCR-FSP	コーニング ライフサイエンス	参考商品、同等品で可 
アイソフリーズ PCR ラック	1-5531-02 (5640-T6)	アズワン	参考商品、同等品で可 
保冷用チューブラック (マイクロチューブ 1.5ml)	2-4970-01 (5630-T6)	アズワン	参考商品、同等品で可 
マイクロ SSP PCR 用 パッド (PE9700 用)	SSPPADTN	ベリタス (One Lambda)	
マイクロピペット(1~20 µL 用)	メーカー不問		
マイクロピペット(20~200 µL 用)			
マイクロピペット(200~1000 µL 用)			

【測定に必要な機器・試薬】

商品名	商品コード	メーカー	備考
LABScan3D システム	LABSCNXS4	ベリタス (One Lambda)	医療機器 詳細はお問い合わせください
FLEXMAP 3D Calibration Kit	LXF3D-CAL-K25	ベリタス (Luminex)	LABScan3D システム専用試薬
FLEXMAP 3D Performance Verification Kit	LXF3D-PVER-K25		
LABScan システム	LABSCNXS3	ベリタス (One Lambda)	医療機器 詳細はお問い合わせください
Luminex 100/200 Performance Verification Kit	LX200-CON-K25	ベリタス (Luminex)	LABScan システム専用試薬
Luminex 100/200 Calibration Kit	LX200-CAL-K25		
xMAP Sheath Fluid PLUS	LMX-40-50035	ベリタス (Luminex)	LABScan シリーズ共通試薬
10% 次亜塩素酸ナトリウム	メーカー不問		
70% エタノール			