

マイクロ SSPに必要な器具・試薬 一覧
----------------------

## 【試薬】

商品名 (マイクロ SSP)	商品コード	メーカー	備考
マイクロ SSP シリーズ	SSP から始まるコード	ベリタス(One Lambda)	
商品名 (別途購入が必要なもの)	商品コード	メーカー	備考
AmpliTaq™ DNA Polymerase with Buffer I	N8080171 (1000 units) N8080160 (250 units)	Thermo Fisher Scientific	AmpliTaq Gold は不可
SeaKem® LE アガロース	5000	ロンザジャパン	
エチジウムブロマイド	メーカー不問		
マイクロ SSP サイズマーカー	SSP-SM	ベリタス(One Lambda)	
TBE	メーカー不問		

## 【器具・機器】

商品名	商品コード	メーカー	備考
Veriti Thermal Cycler		Thermo Fisher Scientific	メーカー指定
DNA抽出機器	メーカー不問		
マイクロ SSP 用 MGS 泳動槽	OLI-MGS108	ベリタス(One Lambda)	セット品 構成品は次ページに記載
パワーサプライ (150V 対応可能なもの)	メーカー不問		
マイクロ SSP PCR 用パッド PE9700 用	SSPPADTN	ベリタス(One Lambda)	
ゲル作成用電子レンジ	メーカー不問		
96-well PCR 用ラック	メーカー不問		
8 チャンネル マルチピペッター	メーカー不問		10 $\mu$ L 分注可能なもの
ボルテックスミキサー	メーカー不問		
UV トランスイルミネーター (エチジウムブロマイド用)	メーカー不問		
泳動用ゲル撮影装置	メーカー不問		
マイクロピペット(0.5~20 $\mu$ L用)	メーカー不問		
マイクロピペット(20~200 $\mu$ L用)			
マイクロピペット(200~1000 $\mu$ L用)			

## 【補足：マイクロSSP用MGS泳動槽（OLI-MGS108）構成成品について】

マイクロSSP用MGS泳動槽（商品コード OLI-MGS108）の各構成成品は単品でも取り扱いしております。詳細はお問い合わせください。

商品名	商品コード	梱包単位	商品外観
MGS-BASE	OLI-MGS-XB	1 個	
MGS-Cover	OLI-MGS-XC	1 個	
マイクロ SSP 用 MGS9 泳動槽用 Comb Holder	MGS-CH9	1 個	
マイクロ SSP 用 MGS9 泳動槽用 Gel Box (9 レーン)	OLI-MGS-XGB9	1 個	
マイクロ SSP 用 MGS9-Electrode Combs	MGS-EC9-2	2 枚	
マイクロ SSP 用 MGS9 泳動槽用 Well Combs	MGSWC9-3	3 枚	