



VL01-000324  
2020年9月2日

お客様各位

株式会社ベリタス  
〒105-0013  
東京都港区浜松町1-10-14  
住友東新橋ビル3号館5階  
バイオサイエンス本部営業グループ  
マネージャー 平元 高広  
製品担当 山本 大心  
(TEL:03-5776-0078)

### Ashland社製品 Gafchromic XR-QA2 フィルムの納期に関するご連絡

拝啓 平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

Ashland社製品のGafchromic XR-QA2につきまして、製造品が出荷判定基準を満たさない事態となり、出荷の目途が立たないと連絡がありました。本製品の出荷再開までの代替製品としてGafchromic XR-SP2をご紹介させていただきます。Gafchromic XR-SP2はGafchromic XR-QA2と同じ感度仕様となりますが、幾何学的試験のみの使用が推薦されており、線量測定用としてのご使用はお控えいただく必要があります。

お客様におかれましては納品までに長らくお待ち頂くこととなり大変申し訳ございません。お届けまでの期間を可能な限り短縮するようにAshland社と共に努めてまいります。ご不便とご迷惑をおかけ致しますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。ご不便とご迷惑をおかけ致しますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。今後とも弊社及びAshland社製品のご愛顧の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

#### 1. 対象商品

対象商品		代替商品	
商品コード	商品名	商品コード	商品名
ASH-XR-QA2	Gafchromic XR-QA2 (10x12 インチ)	ASH-XRSP2-1012	Gafchromic XR-SP2-1012
ASH-XR-QA2-810	Gafchromic XR-QA2 (8x10 インチ)	ASH-XRSP2-810	Gafchromic XR-SP2-810

※Gafchromic XR-SP2はGafchromic XR-QA2と同じ感度仕様となりますが、幾何学的試験のみ使用可能と推薦されており、線量測定としては使用不可です。

以上