



VL01-000431
2021 年 6 月 1 日

お客様各位

株式会社ベリタス
〒105-0013
東京都港区浜松町 1-10-14
住友東新橋ビル 3 号館 5 階
バイオサイエンス本部営業グループ
マネージャー 平元 高広
製品担当 松原 ダニエル
(TEL:03-5776-0078)

Ashland 社製品 Gafchromic XR-QA2 フィルムの納期遅延のお詫び

拝啓 平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

Ashland 社製品の Gafchromic XR-QA2 につきまして、以前ご連絡致しました通り出荷判定基準を満たすように努めております。お客様におかれましては納品までお待ちいただく状況が続いておりお詫び申し上げます。

Ashland 社では本件を解決するため、新商品の XR-QA3 の開発を開始致しました。できるだけ早くお届けできるように Ashland 社と共に努めて参りますが製品化までは約半年かかることが予想されております。大変恐れ入りますが、製品化までの期間は XR-QA2 の製造が中止となる事が決定致しました。

XR-QA2 の代替製品として Gafchromic XR-SP2 がございます。Gafchromic XR-SP2 は Gafchromic XR-QA2 と同程度の感度となりますが、幾何学的試験のみの使用が推奨されており、線量測定用としてのご使用はお控えいただく必要がございます。

お客様におかれましては納品までに改めてお待ち頂くこととなり深くお詫び申し上げます。ご不便とご迷惑をおかけ致しますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

今後とも弊社及び Ashland 社製品のご愛顧の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

本件につきましてご質問等がございましたら、弊社 (Tel: 03-5776-0078, E-mail: ivd@veritastk.co.jp) 技術グループまでお問い合わせ下さい。

敬具

記

1. 対象商品は下記となります。

対象商品		代替商品	
商品コード	商品名	商品コード	商品名
ASH-XR-QA2	Gafchromic XR-QA2 (10x12 インチ)	ASH-XRSP2-1012	Gafchromic XR-SP2-1012
ASH-XR-QA2-810	Gafchromic XR-QA2 (8x10 インチ)	ASH-XRSP2-810	Gafchromic XR-SP2-810

※Gafchromic XR-SP2 は Gafchromic XR-QA2 と同程度の感度となりますが、幾何学的試験のみの使用が推奨されており、線量測定用としては使用不可です。

2. 補足資料: Ashland 社からの連絡文書

以上