



No. VL01-000000590
2023年2月24日

お客様各位

株式会社ベリタス
バイオサイエンス本部
技術グループ
マネージャー 横沢 佑弥
担当 藤原 千恵
(TEL:03-5776-0040)

LABScreen Single Antigen Explex Class II ロット 006 に関するお知らせ

拝啓

平素より One Lambda 製品をご利用いただきましてありがとうございます。
LABScreen Single Antigen Explex Class II について、下記の通りお知らせいたします。
今後とも弊社および One Lambda 製品をご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

【対象商品】

- ・ LABScreen Single Antigen+ExPlex Class II (商品コード : OLI-LS2A01EX)
- ・ LABScreen - ExPlex Class II (商品コード : OLI-LS2AEX01)

【内容】

ExPlex Class II ロット 006 において、ビーズ#218 (DPA1*01:03, DPB1*02:02) の蛍光強度が
ロット 005 と比較して平均で 31.5%低下します。

【添付文書】

One Lambda 発行のワークシート : LS2AEX01_006_WS

ご不明な点がございましたら、弊社技術グループ (03-5776-0040 あるいは
tech_support@veritastk.co.jp) までお問合せ下さい。

以上

A GLOBAL BIOTECHNOLOGY MARKETING COMPANY

株式会社ベリタス Veritas Corporation

〒105-0013 東京都港区浜松町1-18-16 住友浜松町ビル6階 Tel:03-5776-0078(代) Fax:03-5776-0076 1 / 1