



No. VL01-0000000923

2026年1月14日

2026年2月12日改訂

お客様各位

株式会社ベリタス  
バイオサイエンス本部  
技術グループ マネージャー 横沢 佑弥  
製品担当 山本 希

## Celsis 試薬 化学組成変更および商品コード変更のお知らせ

拝啓

平素より Charles River 社商品をご利用いただきありがとうございます。

微生物迅速試験システム「Celsis」のマンスリーメンテナンス試薬につきまして、製造時における原材料の入手場所変更に伴い、試薬の化学組成が変更されますのでお知らせいたします。つきましては弊社商品コードも変更させていただきます。

なお、試薬の化学組成変更による試薬性能へは影響はございません。

今後とも弊社および Charles River 社商品をよろしくお願い申し上げます。

### 【対象商品名および商品コード】

Maintenance & Cleaning kit for advance (CLS92828)

### 【変更内容】

Reagent1(C93784)の原材料の入手場所変更に伴い、原材料を同等の物質に代替しました。このため Reagent1 より四ホウ酸二ナトリウム十水和物 (CAS#1303-96-4) が除外されます。またサチライシン (CAS#9014-01-1) の含有量が 0.06%に変更になります。なお組成変更に伴い、メーカーQC における試薬の pH が 8.5~9.0 から 9.0~9.5 に変更となります。

**A GLOBAL BIOTECHNOLOGY MARKETING COMPANY**

株式会社ベリタス Veritas Corporation

〒105-0013 東京都港区浜松町1-18-16 住友浜松町ビル6階 Tel:03-5776-0078(代) Fax:03-5776-0076

変更後の試薬には労働安全衛生法（安衛法）の SDS 表示対象であるプロパン-1,2-ジオール（CAS # 75-55-6）を含むことから、該当の SDS を掲載いたします。

なお、その他の試薬（Reagent2 および 3）の変更はございません。

Charles River 社では新しい原材料で製造された試薬の品質試験を実施し、変更後の試薬の品質特性が従来の試薬と同等であることを確認しています。

また化学組成変更にもない、商品コードを下記に変更いたします。商品名や規格に変更はございません。

現商品コード	新商品コード
CLS92828	CLSC92828

#### 【変更時期】

2025 年 8 月製造分の Reagent1 を含むキットより変更 ※弊社への入荷時期は 1 月下旬以降となります。

現商品コードの試薬は弊社在庫がなくなり次第、販売終了となります。

メーカー文書および SDS もご参照ください。

ご不明な点がございましたら、技術グループ（03-5776-0040 または [tech\\_support@veritastk.co.jp](mailto:tech_support@veritastk.co.jp)）までお問合せ下さい。

以上

#### <改訂履歴>

2026 年 2 月 12 日 試薬 pH についての記載を追加

**A GLOBAL BIOTECHNOLOGY MARKETING COMPANY**

株式会社ベリタス Veritas Corporation

〒105-0013 東京都港区浜松町 1-18-16 住友浜松町ビル 6 階 Tel: 03-5776-0078(代) Fax: 03-5776-0076