



No. VL01-0000000994
2026 年 9 月 15 日

お客様各位

株式会社ベリタス
バイオサイエンス本部 技術グループ
マネージャー 横沢 佑弥
担当 山本 希
(TEL:03-5776-0040)

LABScreen Mixed ビーズ情報訂正のお知らせ

拝啓

平素より One Lambda 製品をご利用いただきましてありがとうございます。抗 HLA 抗体検査試薬「LABScreen Mixed (商品コード:LSM12)」について、使用しているビーズ情報の一部に訂正がありましたのでお知らせします。詳細は下記をご覧ください。

この度は皆様にご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。

敬具

記

【対象商品およびロット】

商品名	製品コード	ロット
LABScreen Mixed	LSM12	026

【内容】

ビーズ#17 に使用されている細胞株の情報の誤りがありました。

	誤	正
Cell ID	G0223	C4966
抗原情報	A1, A11, B46, B57, Bw6, Bw4, Cw6, Cw8	A2, B46, Bw6, Cw1

【本件による影響】

細胞株の情報誤記載はデータシートおよびカタログファイルに限定されたものとなります。また本商品には同一の抗原が他ビーズにも使用されているため、本件による HLA Class I 抗体のスクリーニング性能への影響はございません。

【対応方法】

対象ロットをお使いのお客様は弊社ウェブページもしくは One Lambda ウェブページより新しいカタログファイルをダウンロードし、HLA Fusion カタログファイルの更新をお願いいたします。

ネガティブコントロール血清 (商品コード:LS-NC)ロット	旧	新
029	LSM12NC29_026_00.cat	LSM12NC29_026_01.cat
030	LSM12NC30_026_00.cat	LSM12NC30_026_01.cat

【添付資料】

LABScreen Mixed Lot 026 データシート(TDX-OLI-DMR-LOT-9233 Rev. 04.pdf)

ご不明な点がございましたら、弊社技術グループ(03-5776-0040 あるいは tech_support@veritastk.co.jp)までお問合せ下さい。

以上

A GLOBAL BIOTECHNOLOGY MARKETING COMPANY

株式会社ベリタス Veritas Corporation

〒105-0013 東京都港区浜松町 1-18-16 住友浜松町ビル 6 階 Tel: 03-5776-0078(代) Fax: 03-5776-0076 1 / 1