



No. VL01-000000640
2023年7月5日

お客様各位

株式会社ベリタス
バイオサイエンス本部
技術グループ
マネージャー 横沢 佑弥
担当 藤原 千恵
(TEL:03-5776-0040)

LABScreen、FlowPRA 製品 アレル情報変更のお知らせ (改訂版)

拝啓

平素より One Lambda 製品をご利用いただきましてありがとうございます。
抗 HLA 抗体検査試薬「LABScreen」および「FlowPRA」について、使用している細胞株のアレル情報の一部に変更がありましたのでお知らせします。

敬具

記

【対象商品およびロット】

商品名	製品コード	ロット
LABScreen PRA Class I	LS1PRA	019, 020
LABScreen PRA Class II	LS2PRA	019
LABScreen Mixed	LSM12	024
LABScreen Multi	LSMUTR	010, 011
FlowPRA Class II Screening Test (30抗原)	FL2-30	023, 024
FlowPRA Specific Class I (32抗原)	FL1SP	017, 018
FlowPRA Specific Class II (32抗原)	FL2SP	015

【内容】

対象商品に含まれるビーズに使用されている細胞株の一部におきまして、IMGT3.49 (2022 October バージョン) のアレルデータベースに基づきアレル情報が変更されました。

対象のビーズおよび変更されたアレル情報については文書末の補足資料および One Lambda 発行の文書をご参照ください。

本変更に伴う試薬の品質への影響はございません。

なお、LABScreen 試薬につきましては解析ソフトウェア HLA Fusion で使用するカタログファイルも併せて更新されました。対象ロットをお使いのお客様は弊社ウェブページもしくは One Lambda ウェブページより新しいカタログファイルをダウンロードし、ファイルの更新をお願いいたします。

A GLOBAL BIOTECHNOLOGY MARKETING COMPANY

株式会社ベリタス Veritas Corporation

〒105-0013 東京都港区浜松町1-18-16 住友浜松町ビル6階 Tel:03-5776-0078(代) Fax:03-5776-0076

【添付文書】

アレル情報変更のお知らせ_One Lambda 発行文書_第2版.pdf

ご不明な点がございましたら、弊社技術グループ（03-5776-0040 あるいは
tech_support@veritastk.co.jp）までお問合せ下さい。

以上

A GLOBAL BIOTECHNOLOGY MARKETING COMPANY

株式会社ベリタス Veritas Corporation

〒105-0013 東京都港区浜松町1-18-16 住友浜松町ビル6階 Tel:03-5776-0078(代) Fax:03-5776-0076

変更ビーズおよびアレル情報 (補足情報)

<ambiguity 数の変更について>

下記リストに掲載しているビーズ以外に ambiguity 数の変更があったビーズがあります。タイピング手法および参照したアレルデータベースの更新に伴い ambiguity 数が変更されました。

LABScreen PRA Class I (LS1PRA) Lot 019

ビーズ ID	変更前	変更後
9	C*07:04/11	C*07:674
20	C*08:01	C*08:22
26	C*08:01	C*08:147
30	C*07:01	C*07:18
74	A*02:05	A*02:01
95	C*02:02	C*02:10
100	C*02:02	C*02:10

LABScreen PRA Class I (LS1PRA) Lot 020

ビーズ ID	変更前	変更後
9	C*07:04/11	C*07:674
19	C*08:01	C*08:22
25	C*08:01	C*08:147
29	C*07:01	C*07:18
71	A*02:05	A*02:01
87	C*02:02	C*02:10
99	C*02:02	C*02:10

LABScreen PRA Class II (LS2PRA) Lot 019

ビーズ ID	変更前	変更後
37	DRB3*01:01	DRB3*01:62
39	DQA1*01:02	DQA1*01:01
42	DQB1*03:01	DQB1*03:19
42	DPB1*17:01	DPB1*131:01
53	DQB1*02:01	DQB1*02:02
55	DRB3*02:01	DRB3*02:24
55	DPB1*04:01, 04:02	DPB1*04:01, DPB1*04:02 DPB1*105, DPB1*126
60	DRB3*01:01	DRB3*01:62
66	DRB5*02:02	DRB5*02:21
68	DRB3*01:01/04	DRB3*01:62
92	DQA1*03:01	DQA1*03:03

A GLOBAL BIOTECHNOLOGY MARKETING COMPANY

株式会社ベリタス Veritas Corporation

〒105-0013 東京都港区浜松町 1-18-16 住友浜松町ビル 6階 Tel: 03-5776-0078(代) Fax: 03-5776-0076

変更ビーズおよびアレル情報 (補足情報 つづき)

LABScreen Mixed (LSM12) Lot 024

ビーズ ID	変更前	変更後
81	DQB1*03:01	DQB1*03:19
81	DP17	DP131
81	DP19	DP106
94	DP4	DP4/105/126

LABScreen Multi (LSMUTR) Lot 010 および 011

ビーズ ID	変更前	変更後
58	DQ7	DQB1*03:19
58	DP17	DP131

FlowPRA Class II Screening Test (FL2-30) Lot 023 および 024

変更になった抗原数	変更前	変更後
1	DQB1*03:01 (7)	DQB1*03:19
1	DPB1*19	DPB1*106
1	DPB1*17	DPB1*131
1	DPB1*04	DPB1*105

FlowPRA Specific Class I (FL1SP) Lot 017 および 018

Group	ビーズ ID	変更前	変更後
2	5	C*08:01	C*08:22
3	9	C*07:01	C*07:18
4	5	C*02:02	C*02:10
4	9	C*02:02	C*02:10

FlowPRA Specific Class II (FL2SP) Lot 015

Group	ビーズ ID	変更前	変更後
1	1	DQA1*01:02	DQA1*01:01
1	1	DQB1*03:01	DQB1*03:01/276N
1	5	DRB1*08:01	DRB1*08:77
3	4	DRB5*02:02	DRB5*02:21
3	6	DQB1*02:01	DQB1*02:02
3	7	DRB3*02:01	DRB3*02:24
3	9	DQA1*03:01	DQA1*03:03
4	1	DRB3*01:01	DRB3*01:62

A GLOBAL BIOTECHNOLOGY MARKETING COMPANY

株式会社ベリタス Veritas Corporation

〒105-0013 東京都港区浜松町 1-18-16 住友浜松町ビル 6階 Tel: 03-5776-0078(代) Fax: 03-5776-0076