

タイピング試薬の比較

手法	桁数
SSP法	マイクロSSP™ Generic Trays: 2桁レベル マイクロSSP™ Allele Specific Trays: 4桁レベル
SSO法 (LABScan/Luminex)	LABType™ SSO: 2桁レベル LABType™ CWD/XR: 4桁レベル
SBT法 (サンガーシーケンス)	Secore™ SBT: 4桁レベル
NGS法 (次世代シーケンス)	AllType™ FASTplex™ NGS v2: 8桁レベル AllType™ NGS: 8桁レベル

