


Dynabeads FlowComp Mouse CD4⁺CD25⁺ Treg Cells

BALB/cマウスの脾臓細胞およびリンパ節細胞からCD4⁺CD25⁺ Treg細胞のフラクションとCD4⁺CD25⁻エフェクター細胞のフラクションを同時に分離した例
 Dynabeads FlowComp Mouse CD4⁺CD25⁺ Treg Cellsを使用した細胞分離ではCD4⁺CD25⁺細胞とCD4⁺CD25⁻細胞がともにビーズのついていない状態で回収可能



使用製品

- Dynabeads FlowComp Mouse CD4⁺CD25⁺ Treg Cells
- DynaMag-15

スタートサンプル

- マウス脾臓細胞、リンパ節細胞 3x10⁷ cells

データ提供
 国内大学
 研究者様