


## VERITAS PRODUCT

# 尿中薬物簡易スクリーニングキット Quick Profile™ -3

## メタンフェタミン、アンフェタミン、THC 検出用キット 尿中クレアチニン、pH 確認試験付き



- 尿を滴下し、5 - 10分以内に乱用薬物を検出する簡易スクリーニングキットです。判定領域とコントロールともに赤い線が確認されたら陰性（薬物は存在しない）、赤い線が現れず、コントロールにのみ赤い線が確認された場合は尿中にその薬物が一定の濃度以上存在する可能性を示しています<sup>(\*)</sup>。コントロールの線が現れない場合はその試験は無効ですので、やり直してください。
- 尿サンプルの状態を、尿中クレアチニン、pH 確認試験で同時に確認できます。
- イムノクロマト法により高感度で信頼性の高い結果が迅速に得られます。
- 常温保存品、18ヶ月有効。

(\*) 陽性あるいは擬陽性の結果になった場合、GC/MS など特異性が高く定量性のある方法で確認試験を行って下さい。

商品コード	商品名	梱包単位	希望小売価格
LMQ-74005-TC-2A	QuickProfile -3 異物確認試験付 (クレアチニン・pH 2項目)	25 テスト / 箱	¥ 16,000

※上記価格は、2017年4月1日からの価格（税抜）です。価格は予告なく変更される場合がございます。ご了承下さい。

株式会社

# ベリタス

〒105-0013 東京都港区浜松町1丁目10-14  
住友東新橋ビル3号館5階  
TEL.03-5776-0078(代) FAX.03-5776-0076  
E-mail: veritas@veritastk.co.jp  
<http://www.veritastk.co.jp/>

製造元:

Lumiquick Diagnostics, Inc  
2946 Scott Blvd. Sant Clara, CA 92618 USA

BMXF-17-0585