



2017年10月25日現在

STEMCELL Technologies 社 qPCR 製品 タイプ別対応機種

- Human Pluripotent Stem Cell Naïve State qPCR Array (商品コード:ST-0752X)
- Human Pluripotent Stem Cell-Derived Endoderm qPCR Array (商品コード:ST-0753X)
- Human Mesenchymal Stem Cell qPCR Array (商品コード:ST-0754X)

*「X」の部分には Type の番号が入ります

Type 1	Type 2
Applied Biosystems® 7500 Fast Applied Biosystems® 9800 Fast Applied Biosystems® Veriti® Fast Applied Biosystems® ViiA™ 7 Fast Bio-Rad C1000 Touch™ Bio-Rad C1000™ Bio-Rad CFX Connect™ Bio-Rad CFX96 Touch™ Bio-Rad CFX96™ Eppendorf Mastercycler® nexus Eppendorf Mastercycler® nexus X2 Eppendorf Mastercycler® pro Eppendorf Mastercycler® ep realplex	Bio-Rad DNA Engine Opticon® Bio-Rad DNA Engine Opticon® 2 Bio-Rad S1000™
Type 3	Type 4
Applied Biosystems® 2720 Applied Biosystems® 7300 Applied Biosystems® 7500 Applied Biosystems® 7900(HT) Applied Biosystems® 9700 Applied Biosystems® QuantStudio™ 12K Flex Applied Biosystems® Veriti® Bio-Rad CFX96 Touch™ Deep Well Bio-Rad Chromo4™ Bio-Rad iCycler iQ™ Bio-Rad iQ™5 Bio-Rad MyiQ™ Bio-Rad MyiQ™2 Stratagene Mx3000P Stratagene Mx3005P	Roche LightCycler® 480

★ 最新情報は [STEMCELL Technologies 社のホームページ](http://www.stemcelltechnologies.com)にてご確認ください。